

# 비만 모델

작성일: 2023년 07월 03일

## • 동 물

원(₩)/마리 (부가세 별도)

Species	Strain	3주령	4주령	5주령	6주령	7주령	8주령	9주령 이상	공급사
Mouse	C57BL/6J-ob/ob	-	-	192,000	202,000	212,000	222,000	8주+10,000	일본 SLC
	C57BL/6J-+/+ (ob/ob control)	-	-	-	-	212,000	222,000	8주+10,000	
Rat	Zucker-fa/fa	-	-	600,000	620,000	640,000	660,000	8주+20,000	
	Zucker-+/+ (Zucker control)	-	-	252,000	262,000	272,000	282,000	8주+10,000	
	ZFDM-Leprfa (Male만 공급)	-	-	408,000	428,000	448,000	468,000	8주+20,000	
	ZFDM-Lean fa/+ (ZFDM control, Male만 공급)	-	-	204,000	214,000	224,000	234,000	8주+10,000	

- C57BL/6J-+/+: 유전자 검사 후 배송으로, 7주령부터 공급

## • 사 료

원(₩) (부가세 별도)

Name	Type	최소 주문량	주문 후 소요기간	가격	제조사
(D12079B) Western Diet	pellet	2.5kg 단위로 판매	발주 후, 1-2일	95,000/kg	미국 Research Diets
Surwit Diet		12.5kg 단위로 판매	발주 후, 6-8주	주문량에 따라 변동	
High Fat Diet (Lard → palm oil 대체)					
High Fat Diet (Lard)					
HFDE에 포함 된 Lard는 농림축산검역본부에서 지정한 수입금지 성분으로, 해당 성분 포함하는 모든 고지방 사료 (D12492, D12451 등) 취급 불가능					

- 유효기간: 제조일로부터 6개월(냉동보관), 3개월(냉장보관) (제조일 라벨에 표시)

## • 시 약

원(₩) (부가세 별도)

Cat No.	Name	규격	주문 후 소요시간	가격	제조사
<b>Insulin Related Research</b>					
AKRIN-011T	LBIS Mouse Insulin ELISA Kit	96well	발주 후, 1-2일	380,000	일본 Shibayagi
AKRIN-011RU	LBIS Mouse Insulin ELISA Kit (RTU)			740,000	
AKRIN-011H	LBIS Mouse Insulin ELISA Kit (H-type)		발주 후, 4-6주	640,000	
AKRIN-010T	LBIS Rat Insulin ELISA Kit			500,000	
AKRIN-010RU	LBIS Rat Insulin ELISA Kit (RTU)			720,000	
AKRIN-010H	LBIS Rat Insulin ELISA Kit (H-type)			620,000	
<b>Albumin Related Research</b>					
AKRAL-121	LBIS Mouse Albumin ELISA Kit	96well	발주 후, 4-6주	710,000	일본 Shibayagi
AKRAL-120	LBIS Rat Albumin ELISA Kit			710,000	
<b>Other</b>					
AKRCP-031	LBIS Mouse C-peptide ELISA Kit (U-type)	96well	발주 후, 4-6주	900,000	일본 Shibayagi
AKRCP-030	LBIS Rat C-peptide ELISA Kit (U-type)			900,000	
AKMAN-011	LBIS Mouse/Rat HMW Adiponectin ELISA Kit			1,100,000	
-	Mouse Leptin ELISA KIT	-	-	단종	-
AKRAL-021S	LBIS Mouse Urinary Albumin Assay Kit (S-type)	60test	발주 후, 4-6주	750,000	일본 Shibayagi
AKRAL-020S	LBIS Rat Urinary Albumin Assay Kit (S-type)			750,000	